


Manual del Radiólogo

Contenido

Ingreso Al Sistema	2
Registrarse Como Usuario Del Sistema	3
Recuperar Contraseña Olvidada	5
Pantalla De Visualización De Datos Del Radiólogo	8


Ingreso Al Sistema

En la siguiente pantalla el usuario podrá acceder al sistema




The image shows a login window titled "Entrega De Turno". It features a light gray background with a white border. At the top, the title "Entrega De Turno" is displayed in a small font. Below the title, the text "Bienvenido Al Sistema" and "Entrega De Turno" is centered in a large, bold, black font. Underneath, there are two input fields: "Email" and "Password", each with a light gray border and a small icon on the left. At the bottom, there are three buttons: "Registrarse" (blue with white text), "Ingresar" (dark blue with white text), and "Olvidó Contraseña" (blue with white text and a small eye icon). The window has standard Windows-style window controls (minimize, maximize, close) in the top right corner.


en ella deberá ingresar su email y contraseña para acceder al sistema, Si por algún motivo se presiona el botón de ingresar sin tener los datos que pide la ventana saldrá un mensaje como este



Si al diligenciar el campo de email este no es igual al que está almacenado en la base de datos el sistema te informará lo siguiente



Si al diligenciar el campo de Password este no es igual al que está almacenado en la base de datos el sistema te informará lo siguiente




Esta pantalla cuenta con los siguientes botones que le permitirán hacer lo siguiente:

Ingresar

después de diligenciar los campos este botón le dará acceso a su respectiva pantalla de trabajo según su rol.

En el momento de ingresar te saldrá una ventana como esta



Registrarse

al presionar este botón el usuario se podrá registrar y guardar su información.



al presionar este botón podrás observar la contraseña que está oculta por asteriscos.


**Olvidó
Contraseña**

Al presionar este botón podrás acceder a recuperar tu contraseña olvidada, más adelante lo veremos para seguir el paso a paso y lograr cambiar la contraseña.

Registrarse Como Usuario Del Sistema


En esta pantalla el usuario podrá Registrarse para luego poder acceder e interactuar con el sistema.

Deberá de rellenar todos los campos solicitados para poder hacer su respectivo registro.



Al presionar este botón después de haber diligenciado todo el formulario el usuario quedará registrado en la base de datos del sistema.

Si todo ha salido bien después de registrarse te deberá salir un mensaje como este



al presionar este botón podrás observar la contraseña que está oculta por asteriscos.



Al presionar este botón regresarás a la pantalla de ingreso al sistema.

Recuperar Contraseña Olvidada


Para recuperar la contraseña en este sistema se requiere de un proceso el cual redactaremos a continuación:

primero se abrirá la siguiente ventana



En esta ventana se te pedirá introducir el email para que el sistema automáticamente genere un código de verificación el cual se almacenará en la base de datos aleatoriamente mientras se realiza el proceso de la recuperación de la contraseña.


El campo de email debe ser rellenado para poder empezar con la recuperación de la contraseña de lo contrario te saldrá el siguiente aviso



para ello dispondrás del siguiente botón



Desde acá se genera el código que he mencionado anteriormente, Y al generarse el código te deberá aparecer una ventana como esta




se almacena en la base de datos y posteriormente abre la ventana siguiente

Esta ventana consta de 2 pasos que vamos a ver a continuación para el primer paso el usuario solamente puede llenar la casilla de email puesto que las otras dos Casillas donde se ingresan las contraseñas no están habilitadas en el momento, Luego de rellenar la casilla de email deberás presionar el siguiente botón.



con este botón se realiza una comprobación en la base de datos Para verificar que el código anteriormente solicitado pertenece a este email y al hacer esta comprobación se habilitan las casillas para generar la nueva contraseña.

Después de la validación del email te deberá salir una pantalla como esta




Después de diligenciar los campos de la nueva contraseña presionamos este botón



para hacer el respectivo registro en la base de datos.

Cuando se han registrado la contraseña te deberá aparecer una pantalla como esta




al presionar este botón podrás observar la contraseña que está oculta por asteriscos.




Al presionar este botón sales del sistema.

Pantalla De Visualización De Datos Del Radiólogo


Cuando se ha completado el paso del ingreso a la plataforma y te ha salido la ventana de confirmación de conexión a la base de datos



se abrirá la siguiente ventana si tiene pacientes para realizar algún comentario de estudios, y si su dispositivo dispone de parlantes escuchará también un sonido de información indicándole que tiene pacientes por comentar



Seguidamente se te abrirá otra ventana dándole las indicaciones para poder visualizar los pacientes



Después de estas informaciones previas se te abrirá la siguiente ventana

Después de haber seleccionado una de las sedes desde el campo indicado se te Mostrarán los datos de esta manera

Pero si la sede que has seleccionado se encuentra sin pacientes para comentarios te saldrá la siguiente ventana

También dispone de el filtrado por fecha y el botón de todos, esto le ayudara a filtrar los pacientes por una fecha especifica si hay pacientes de otros días, y el botón de todos lo que hace es limpiar el cuadro fecha para que se visualicen todos los pacientes

También puede buscar un paciente especifico por su identificación en la casilla correspondiente para ello

Identificación
Paciente

Además, en la ventana dispone de el botón de refrescar ,

también dispone de el botón de ayuda , este lo llevara al manual del usuario y resolver alguna duda.


Luego de tener los pacientes cargados pendientes por un comentario la única casilla habilitada para que el radiólogo pueda interactuar es la de comentarios del radiólogo

Comentarios Del Radiólogo


En esta casilla podrá diligenciar los comentarios referentes a este estudio una vez terminados solo basta en presionar el botón

Comentar Estudio

, el sistema le hará una comprobación de si está seguro de hacer el comentario en una ventana como esta



Si la respuesta es Si le saldrá una ventana de confirmación de los datos enviados a la base de datos como esta



Si la respuesta es negativa simplemente se cierra la ventana y puede seguir editando el comentario, una vez realizado esto el sistema hará una desconexión y volverá a conectarse a la base de datos y la casilla del comentario deberá verse así

Comentarios Del Radiólogo

realizar una resonancia normal y agregarle un angio arterial

Y de esta manera al tecnólogo le llegará un aviso sonoro de que ya hay un paciente comentado y lo vera de la misma manera, el paciente solo desaparecerá de la pantalla en el momento en el que el tecnólogo le dé realizado al paciente.